

GIMMI



Endoscopic Technology

GIMMI® SPORT-MEDIZIN präsentiert:

POLYSORB*

**Meniskus-Stapler XLS –
Doppeltes-Refixierungs-System**



NEU

Längere Klammer für besseren Halt

POLYSORB*

Meniskus-Stapler XLS von GIMMI® SPORT-MEDIZIN


- Doppeltes-Refixierung-System zur sicheren Fixierung im Meniskus
- Weiches Nahtmaterial an der Meniskus-Oberfläche zur Fixation des Risses.
- Modulares Liefersystem mit vorgespannten Klammern.
Austauschbares Magazin mit je einer Applikation
- Schaft mit gebogenem Profil für besseren Zugang der hinteren Meniskus-Regionen



Vorbereiten



Refixieren



Applikation

Meniskus-Stapler XLS Systemkomponenten

- | | |
|-----------------|--|
| TY160500 | POLYSORB* Meniskus-Stapler XLS Handgriff |
| TY160510 | POLYSORB* Meniskus-Stapler XLS Ladeinheit, gerade |
| TY160511 | POLYSORB* Meniskus-Stapler XLS Ladeinheit, nach oben gebogen |